



Sytuacja początkowa





Efekt ostateczny
Dr Ronald Jackson



SonicFill
Sonata kompozytowa

SonicFill, aktywowany dźwiękowo kompozyt do zębów bocznych, który oferuje:

- ✓ doskonałe własności użytkowe,
- ✓ łatwą adaptację do tkanek,
- ✓ wyjątkową szybkość pracy,
- ✓ niski skurcz i naprężenia polimeryzacyjne.






SonicFill

Doskonałe własności i łatwa adaptacja

Aktywacja dźwiękowa:

- zmiana gęstości materiału,
- poprawa zwilżalności.



Zalety i korzyści:

- szybkie nałożenie i uformowanie porcji materiału w ubytku:
 - skrócenie czasu zabiegu – redukcja kosztów;
- doskonała adaptacja do ścian ubytku, formowanie materiału przy użyciu ujścia kapsułki:
 - zmniejszenie liczby narzędzi stosowanych przy aplikacji materiału – redukcja kosztów,
 - trwała integracja wypełnienia z tkankami –
 - jakość wypełnienia – zadowoleni pacjenci, rekomendacja gabinetu.



SonicFill

Wyjątkowa szybkość pracy

Duża głębokość polimeryzacji:


- warstwa o grubości do 5 mm.



Zalety i korzyści:

-wypełnianie większości dużych ubytków jedną porcją materiału:

-znaczne skrócenie czasu zabiegu –
redukcja kosztów.



Tylko jedna warstwa!



Gotowe w 3 minuty!





SonicFill

Niski skurcz i małe naprężenia




Duża ilość wypełniacza i odpowiedni skład żywic:

- skurcz polimeryzacyjny (1,6%) jest jednym z najniższych wśród materiałów do wypełnień,
- niewielkie naprężenia w czasie utwardzania.



Zalety i korzyści:

- wypełnianie dużych ubytków jedną porcją materiału:
 - znaczące skrócenie czasu zabiegu – redukcja kosztów;
- eliminacja nadwrażliwości pozabiegowej, trwałość połączenia materiału z tkankami – trwałość wypełnień:
 - zadowoleni pacjenci – rekomendacja gabinetu.





SonicFill – sonata kompozytowa



Numer katalogowy	Nazwa	Zawartość opakowania
1.007.7401	SonicFill System Intro Kit	Instrument dźwiękowy SONICFill*, Pakiet startowy: 5 kapsułek Unidose z materiałem SonicFill i 5 modeli zębów 10 x 0,3 g kapsułek SonicFill – odcień A1, 20 x 0,3 g kapsułek SonicFill – odcień A2 30 x 0,3 g kapsułek SonicFill – odcień A3. Instruktażowa płyta DVD. Instrukcja obrazkowa. Instrukcja użycia materiału. Instrukcja użycia końcówki SONICFill. *Końcówka KaVo SONICfill z szybkozłączką KaVo MULTIflex
1.007.7400	Sonicfill Handpiece	Instrument* dźwiękowy SONICFill do aktywacji materiału SonicFill *Końcówka KaVo SONICfill z szybkozłączką KaVo MULTIflex
35182	SonicFill Unidose Refill A1	20 x 0,3 g kapsułek z materiałem w odcieniu A1, instrukcja użycia
35183	SonicFill Unidose Refill A2	20 x 0,3 g kapsułek z materiałem w odcieniu A2, instrukcja użycia
35184	SonicFill Unidose Refill A3	20 x 0,3 g kapsułek z materiałem w odcieniu A3, instrukcja użycia
35330	SonicFill Unidose Refill B1	20 x 0,3 g kapsułek z materiałem w odcieniu B1, instrukcja użycia